

Laboratorio BIOS S.r.l. : ELENCO DI TUTTE LE PRESTAZIONI				Mod. 03.15 Rev. 2 del 11/14	
COD.INT	DESCRIZIONE ESAME LABORATORIO BIOS s.r.l. - Treviso	UNITA' DI MISURA	METODO	Esito n° gg	TIPO CONTENITORE/ PROVETTA
11OHC	11-IDROSSI CORTICOSTEROIDI (24H) @ La ricerca si esegue su urine delle 24 ore	mg/24 h	IMMUNOMETRICO	7	Contenitore Non Sterile
17OHP	17-ALFA-OH PROGESTERONE	ng/ml	IMMUNOMETRICO	7	Siero
17OHP	17-ALFA-OH PROGESTERONE (mattino)	ng/ml	IMMUNOMETRICO	7	Siero
17OHP	17-ALFA-OH PROGESTERONE (pomeriggio)	ng/ml	IMMUNOMETRICO	7	Siero
KS	17 - CHETOSTEROIDI TOTALI (24 h.) @ +10 CC. Ac. Acetico 30%	mg/24 h	CROMATOGRAFICO	7	Contenitore Non Sterile
17OH	17 IDROSSI CORTICOSTEROIDI URINARI @ +10 CC. Ac. Acetico 30%	mg/24 h	CROMATOGRAFICO	8	Contenitore Non Sterile
25ES	2.5 ESANDIONE (URINE F.T.)	mg/gr Creat.	CROMATOGRAFICO	7	Contenitore Non Sterile
D3	25-OH-VITAMINA D3	ng/ml	HPLC	12	Siero
VANIL	4-IDR.-3IDR. METOSSIMANDELATO: vedi AC. VANILMAND . @ +10 CC. Ac. Acetico 30%	mg/24 h	CROMATOGRAFICO	4	Contenitore Non Sterile
<b>A</b>					
ACE	ACE: vedi ENZIMA CONVERTENTE L'ANGIOTENSINA	U/L	U.V. A 37° C.	5	Siero
ACETIL	ACETILCOLINESTERASI ERITROCITARIA	mU/10**9erit	HPLC	15	Provetta K3EDTA
ACETUF	ACETONE (URINE FINE TURNO)	ml/l	HPLC E SPETTROFOTOM.	8	Provetta Litioeparina
ALA	ACIDO AMINOLEVULINICO (URINE FINE TURNO)	mg/gr Creat.	HPLC E SPETTROFOTOM.	10	Provetta Litioepa rina
ALA24	ALA (acido d-aminolevulinico) 24 ore	mg/gr Creat.	HPLC E SPETTROFOTOM.	10	Contenitore Non S terile
ABIL	ACIDI BILIARI TOTALI	uMol/l	ENZIMATICO	3	Siero
5IDR	ACIDO 5-IDROSSINDOLACETICO (24h.) @ +10 CC. Ac. Acetico 30%	mgr/24h	GASCROMATOGRAFIA	5	Contenitore Non Sterile
CITRIC	ACIDO CITRICO (URINE 24 h)	ug/grcreat	ENZIMATICO	4	Contenitore Non Sterile
FENILG	ACIDO FENILGLIOSSILICO (URINE FINE TURNO)	mg/ gr/ Creat.	HPLC	8	Contenitore Non Sterile
FOLAT	ACIDO FOLICO (chiedere se assume vitamine; fo lati)	ng/ml	ECLIA	7	Siero
AFORM	ACIDO FORMICO (URINE FINE TURNO)	mg/gr Creat.	ENZIM. E SPETTROFOTOM. 25°	5	Contenitore Non Sterile
AI	ACIDO IPPURICO (URINE FINE TURNO)	gr/gr Creat.	HPLC	7	Contenitore Non Sterile
AIIF	ACIDO IPPURICO urin. I.T + F.T.	gr/gr Creat.	HPLC	8	Contenitore Non Sterile
I+	ACIDO IPPURICO, METILIPPURICO (URINE FINE TURNO)	gr/gr Creat.	HPLC	7	Contenitore Non Sterile
I+	ACIDO IPPURICO, METILIPPURICO (URINE INIZIO TURN O)	gr/gr Creat.	HPLC	8	Contenitore Non Sterile
I-	ACIDO IPPURICO, METILIPPURICO (URINE INIZIO TURNO )	gr/gr Creat.	HPLC	9	Contenitore Non Sterile
ALATT	ACIDO LATTICO (SANGUE)	mg/100ml	HPLC	3	Pr. Floruro Plasma Frizzato
AMAND	ACIDO MANDELICO (URINE FINE TURNO)	mg/gr Creat.	HPLC	6	Contenitore Non Sterile
AMI	ACIDO METILIPPURICO (URINE FINE TURNO)	gr/gr Creat.	HPLC	6	Contenitore Non Sterile
OSSALI	ACIDO OSSALICO (URINE 24h)	mg/dl	ENZIMATICO	4	Contenitore Non Sterile
TRANS	ACIDO TRANS, TRANS, MUCONICO (URINE FINE TURNO )	ug/grcreat	HPLC	16	Contenitore Non Sterile
TCA	ACIDO TRICLORACETICO (URINE FINE TURNO) (METODO: SPETTROFOTOMETRICO)	mg/L	GASCROMATOGRAFIA	7	Contenitor e Non Sterile
UR	ACIDO URICO (SANGUE)	mg/dl	COLOR. ENZIM. URICASI	1	Siero
URU	ACIDO URICO (URINE 24h.)	mg/24 h	COLOR. ENZIM URICASI	1	Contenitore Non Sterile
VALPR	ACIDO VALPROICO (SIERO) Farmaci: DOPAMIDE, DEP AKIN	ug/ml	CEDIA HITACHI	3	Siero
VANIL	ACIDO VANILMANDELICO (URINE 24h.) @ +1 0 CC. Ac. Acetico 30%	mg/24 h	CROMATOGRAFICO SPETTROFOTOM	4	Contenitore Non Sterile
ACTH	ACTH (ORMONE ADRENOCORTICOTROPO)	pg/ml	IMMUNOMETRICO	4	Pr. Floruro Plasma Frizzato
ACTH2	ACTH prelievo alle ore 16:00	pg/ml	IMMUNOMETRICO	4	Pr. Floruro Plasma Frizzato
17OHP6	ACTH-TEST PER 17-ALFA-OH PROGESTERONE due pre lievi dopo iniezione di Synacten	ng/ml	IMMUNOMETRICO	9	Siero
ALDO6	ACTH-TEST PER ALDOSTERONE due prelievi dopo in iezione di Synacten	pg/ml	IMMUNOMETRICO	8	Siero
CORT6	ACTH-TEST PER CORTISOLE PLASMATICO due prelievi dopo iniezione di Synacten	ug/dl	IMMUNOMETRICO	3	Siero
ANDRO6	ACTH-TEST PER DELTA-4 ANDROSTENEIDIONE due pr elievi dopo iniezione di Synacten	ng/dl	IMMUNOMETRICO	8	Siero
DEAS6	ACTH-TEST PER DHEA-SO4 due prelievi dopo iniez ione di Synacten	ug/ml	IMMUNOMETRICO	4	Siero

COD.INT	DESCRIZIONE ESAME LABORATORIO BIOS s.r.l. - Treviso	UNITA' DI MISURA	METODO	Esito n° gg	TIPO CONTENITORE/PROVETTA
PROG6	ACTH - TEST PER PROGESTERONE due prelievi dopo iniezione di Synacten	ng/ml	IMMUNOMETRICO	4	Siero
PRL6	ACTH - TEST PER PROLATTINA due prelievi dopo iniezione di Synacten	ng/ml	IMMUNOMETRICO	1	Siero
TESTO6	ACTH - TEST PER TESTOSTERONE due prelievi dopo iniezione di Synacten	ng/ml	IMMUNOMETRICO	4	Siero
TESTL6	ACTH - TEST PER TESTOSTERONE LIBERO due prelievi dopo iniezione di Synacten	ng/ml	IMMUNOMETRICO	4	Siero
ADDIS	ADDIS: vedi CONTA DI ADDIS (2h, 3h., 12h., 24h. )	U/ml	MICROSCOPICO	1	Contenitore Non Sterile
ADH	ADH (ADIURETINA-VASO PRESSINA) @prelievo clinostatico dopo 60'	pg/ml	IMMUNOMETRICO	7	Pr. Floruro Plasma Frizzato
AGGFRI	AGGLUTININE A FRIGORE @mettere subito a 37°C bagnomaria		AGGLUTINAZIONE	7	Siero
ALAD	ALA DEIDRASI Eritrocitaria	U/ml	SPETTROFOTOMETRICO	10	Provetta Lioioeparina
AL	ALBUMINA	g/l	COLORIMETRICO BROMOCRESOLO	1	Siero
ALU	ALBUMINA URINE: vedi PRU	g/l	CHIMICA SECCA	1	Contenitore Non Sterile
ALCOL	ALCOOL ETILICO (etanolo)	mg/dl	IMMUNOFLUOR. POLARIZZATA	4	Siero
ALCOLU	ALCOOL ETILICO (urine)	mg/dl	IMMUNOFLUOR. POLARIZZATA	4	Contenitore Non Sterile
ALDOLA	ALDOLASI	U/L	U.V. A 37° C.	3	Siero
ALDOC	ALDOSTERONE (CLINOSTATISMO)	pg/ml	IMMUNOMETRICO	6	Siero
ALDO	ALDOSTERONE (ORTOSTATISMO)	pg/ml	IMMUNOMETRICO	6	Siero
ALDOU	ALDOSTERONE (URINE 24 H.) @ +10 CC. Ac. Acetico 30%	pg/ml	IMMUNOMETRICO	6	Contenitore Non Sterile
TRIPSI	ALFA-1-ANTITRIPSINA	mg/100ml	I. T. HITACHI	3	Siero
ALF1GL	ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA	mg%ml	I. T. HITACHI	3	Siero
A1GLI	ALFA-1-GLICOPROTEINA ACIDA: Mucoproteine	mg%ml	I. T. HITACHI	4	Siero
ALF1	ALFA-1 MICROGLOBULINA (urine)	mg/dl	NEFELOMETRICO	3	Contenitore Non Sterile
ALF2	ALFA-2-MACROGLOBULINA	mg/ml	NEFELOMETRICO	3	Siero
AM	ALFA-AMILASI	U/l	ENZIMAT. FOTOMETR. EPS-G7	1	Siero
AMISO	ALFA-AMILASI ISOENZIMI: vedi ALFA-AMILASI PANC REATICA	U/l	ENZIMATICO COLORIMETRICO	3	Siero
AF	ALFA FETO PROTEINA	U/ml	CMIA	2	Siero
AMU	AMILASI URINARIA	U/l	ENZIMAT. FOTOMETR. EPS-G7	1	Contenitore Non Sterile
AMIODA	AMIODARONE (siero)		HPLC	5	Siero
ANFETA	ANFETAMINE - METABOLITI URINARI	ng/ml	IMMUNOFLUOR. POLARIZZATA	8	Contenitore Non Sterile
AB	ANTIBIOGRAMMA PER BACILLI GRAM NEGATIVI URINARI (Kirby Bauer)		EUCAST	1	
AB	ANTIBIOGRAMMA PER BACILLI GRAM POSITIVI (Kirby Bauer)		EUCAST	1	
ABM	ANTIBIOGRAMMA PER MICETI		EUCAST	1	
ABMY	ANTIBIOGRAMMA PER MYCOPLASMA H. - UREAPLASMA U.		EUCAST	1	
ABS	ANTIBIOGRAMMA PER STREPTOCOCCO B tampone vaginale		EUCAST	1	
ADNB	ANTICORPI ADNasi B	U/ml	NEFELOMETRICO	3	Siero
ADENOV	ANTICORPI ANTI-ADENOVIRUS IgG, IgM	GPL/MPL	ELISA	6	Siero
ENA6	ANTICORPI ANTI - ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (Ena)	U.A.	ELISA	6	Siero
BORR2	ANTICORPI ANTI-BORRELIA BURGDOFERI IgG, IgM		CLIA	6	Siero
ACARDI	ANTICORPI ANTI - CARDIOLIPINA (IgG-IgA-IgM)	GPL/MPL	IMMUNOMETRICO	7	Siero
ACP	ANTICORPI ANTI - CELLULE PARIETALI GASTRICHE		IMMUNOFLUOR. INDIRETTA	5	Siero
ACLAM / A	ANTICORPI ANTI - CHLAMYDIA IgG + IgM		IMMUNOENZIMATICO EIA	6	Siero
CX	ANTICORPI ANTI - CITOMEGALOVIRUS IgG, IgM		CMIA	2	Siero
ANCA	ANTICORPI ANTI - CITOPLASMA NEUTR.		IMMUNOFLUOR. INDIRETTA	4	Siero
CITRUL	ANTICORPI ANTI CITRULLINA	U/ml	ECLIA	7	Siero
DNA	ANTICORPI ANTI - DNA NATIVO		IMMUNOFLUOR. INDIRETTA	6	Siero
EBNAG	ANTICORPI IgG ANTI - EBNA EPSTEIN BARR		IMMUNOMETRICO	6	Siero
EBNAM	ANTICORPI IgM ANTI - EBNA EPSTEIN BARR		IMMUNOMETRICO	6	Siero
ENDO	ANTICORPI ANTI - ENDOMISIO		IMMUNOFLUOR. INDIRETTA	5	Siero
AEPST2	ANTICORPI ANTI - EPSTEIN-BARR VIRUS (IgG, IgM)		IMMUNOMETRICO	6	Siero
FOSFOG	ANTICORPI ANTI - FOSFOLIPIDI IgG	U/ml	IMMUNOMETRICO	6	Siero

COD.INT	DESCRIZIONE ESAME LABORATORIO BIOS s.r.l. - Treviso	UNITA' DI MISURA	METODO	Esito n° gg	TIPO CONTENITORE/ PROVETTA
FOSFOM	ANTICORPI ANTI - FOSFOLIPIDI IgM	U/ml	IMMUNOMETRICO	6	Siero
AGLI	ANTICORPI ANTI - GLIADINA IgA, IgG	U/ml	EIA	6	Siero
HAVG	ANTICORPI ANTI - HAV IgG		ECLIA	3	Siero
HAVM	ANTICORPI ANTI - HAV IgM		ECLIA	3	Siero
HBCAC	ANTICORPI ANTI - HBC "CORE" IgG		ECLIA	3	Siero
HBCAM	ANTICORPI ANTI - HBC "CORE" IgM		ECLIA	3	Siero
HBEAC	ANTICORPI ANTI "e" IgG		ECLIA	3	Siero
HBSAC	ANTICORPI ANTI - HBS IgG		ECLIA	3	Siero
HBSACQ	ANTICORPI ANTI - HBS TITOLO	mUI/ml	ECLIA	3	Siero
HBEAG	ANTIGENE "e"		ECLIA	3	Siero
HCV	ANTICORPI ANTI - HCV IgG		CMIA	1	Siero
ADELTA	ANTICORPI ANTI - HDV (DELTA) IgG		IMMUNOMETRICO	6	Siero
AHELIC	ANTICORPI ANTI- HELICOBACTER PYLORI IgG		IMMUNOENZIMATICO	6	Siero
HERPES ?	ANTICORPI ANTI - HERPES VIRUS 1, 2 IgG + IgM		CLIA	4	Siero
HIV	ANTICORPI ANTI - HTLV		MEIA	2	Siero
VCAG	ANTICORPI IgG ANTI - VCA EPSTEIN BARR		CLIA	6	Siero
VCAM	ANTICORPI IgM ANTI - VCA EPSTEIN BARR		CLIA	6	Siero
AINSUL	ANTICORPI ANTI - INSULAPANCREATICA		IMMUNOFLUOR. INDIRETTA	4	Siero
LISTER	ANTICORPI ANTI - LISTERIA		AGGLUNITAZIONE PASSIVA	7	Siero
LKM	ANTICORPI ANTI - LKMA (MICROS. EPAT. e REN.)		IMMUNOFLUOR. INDIRETTA	4	Siero
LUPUS	ANTICORPI ANTI - LUPUS ANTICOAGULANTE		IMMUNOTURBIDIMETRICO	3	Plasma Citrato frizzato
AMALA	ANTICORPI ANTI - MALARIA		IMMUNOMETRICO	10	
AMICRO	ANTICORPI ANTI - MICROSOMA	UI/ml	ECLIA	3	Siero
MITOC	ANTICORPI ANTI - MITOCONDRI		IMMUNOFLUOR. INDIRETTA	4	Siero
MUSC	ANTICORPI ANTI - MUSCOLO LISCIO (ASMA)		IMMUNOFLUOR. INDIRETTA	4	Siero
MUSTRI	ANTICORPI ANTI - MUSCOLO STRIATO		IMMUNOFLUOR. INDIRETTA	7	Siero
AMYCO	ANTICORPI ANTI - MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM IgG		IMMUNOENZIMATICO EIA	7	Siero
ANA	ANTICORPI ANTI - NUCLEO		IMMUNOFLUOR. INDIRETTA	4	Siero
APARO	ANTICORPI ANTI - PAROTITE VIRUS IgG, IgM		IMMUNOMETRICO	6	Siero
PARVOV	ANTICORPI ANTI - PARVOVIRUS B19 IgG, IgM		IMMUNOMETRICO	7	Siero
APERT2	ANTICORPI ANTI - PERTOSSE IgG, IgM BORDETELLA		ELISA	6	Siero
APIAST	ANTICORPI ANTI - PIASTRINE		IMMUNOFLUOR. INDIRETTA	4	Siero
AACETI	ANTICORPI ANTI - RECETTORI ACETILCOLINA	nMol/l	IMMUNOFLUOR. INDIRETTA	7	Siero
RICKET	ANTICORPI ANTI - RICKETTSIE: vedi WEIL - FELI X	TITOLO	MICROAGGLUNITAZIONE PIASTRA	5	Siero
ROSO	ANTICORPI ANTI - ROSOLIA IgG, IgM		CMIA	2	Siero
ASCAA	ANTICORPI ANTI - S.CEREVISIAE IgA	U/A	ELISA	7	Siero
ASCAG	ANTICORPI ANTI - S.CEREVISIAE IgG	U/A	ELISA	7	Siero
ASPERM	ANTICORPI ANTI - SPERMATOZOO IgG (siero)	UA/ml	ELISA	7	Siero
ASPER	ANTICORPI ANTI - SPERMATOZOO IgG (sperma)	U/ml	ELISA	7	Contenitore Sterile
ASURRE	ANTICORPI ANTI - SURRENE		IMMUNOFLUOR. INDIRETTA	4	Siero
ATIREO	ANTICORPI ANTI - TIREOGLOBULINA	UI/ml	ECLIA	3	Siero
ATPO	ANTICORPI ANTI - TIREOPEROSSIDASI	UI/ml	ECLIA	3	Siero
TOXO	ANTICORPI ANTI - TOXOPLASMA IgG, IgM		CMIA	2	Siero
ATRANS	ANTICORPI ANTI - TRANSGLUTAMINASI IgA	UA	EIA	6	Siero
VARIC2	ANTICORPI ANTI - VARICELLA-ZOSTER IgG, IgM		ELISA	6	Siero
AMORB2	ANTICORPI ANTI - VIRUS DEL MORBILLLO IgG, IgM		ELISA	6	Siero
HCVRIB	ANTICORPI ANTI VIRUS EPATITE C		ELISA	6	Siero
AU	ANTIGENE AU (HBS AG)		CMIA	2	Siero

COD.INT	DESCRIZIONE ESAME LABORATORIO BIOS s.r.l. - Treviso	UNITA' DI MISURA	METODO	Esito n° gg	TIPO CONTENITORE/ PROVETTA
CA125	ANTIGENE CARBOIDRATICO: vedi CA 125	U/ml	CMIA	2	Siero
CEA	ANTIGENE CARCINOEMBRIONALE: vedi CEA	ng/ml	CMIA	2	Siero
TPA	ANTIGENE POLIPEPTIDICO TESSUTALE: vedi TPA	U/l	IMMUNOMETRICO	5	Siero
PSA	ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO: vedi PSA	ng/ml	CMIA	2	Siero
ANTIM	ANTIMONIO URINARIO	ug/l	ASSORBIMENTO ATOMICO	6	Contenitore Non Sterile
AT	ANTITROMBINA III	Attività %	CROMOGENICO ACL9000	1	Plasma Sodio Citrato
APOA	APOLIPOPROTEINA A1	mg/dl	TURBIDIMETRICO	3	Siero
APOB	APOLIPOPROTEINA B	mg/dl	TURBIDIMETRICO	3	Siero
APTOGL	APTOGLOBINA (HP)	mg/dl	I.T. HITACHI	3	Siero
ARGENT	ARGENTO URINARIO F.T.	mg/dl	I.T. HITACHI	7	
ARSENI	ARSENICO INORGANICO URINE F.T.	ug/l	I.T. HITACHI	7	Contenitore Sterile
	<b>B</b>				
BARBIT	BARBITURICI (URINE)	ng/ml	IMMUNOFLUOR. POLARIZZATA	3	Contenitore Sterile
BJ	BENCE-JONES: vedi PROTEINA DI BENCE-JONES		ELETTROFORETICO	4	Contenitore Sterile
BENZOD	BENZODIAZEPINE (SIERO)	ng/ml	IMMUNOFLUOR. POLARIZZATA	3	Siero
BENZOU	BENZODIAZEPINE (URINE)	ng/ml	IMMUNOFLUOR. POLARIZZATA	3	Contenitore Sterile
IPCROS	BETA CROSS LAPS (BETA - CTX)	ng/ml	ECLIA	2	Siero
BET2	BETA-2-MICROGLOBULINA (SIERO)	mg/l	I.T. HITACHI	3	Siero
BET2U	BETA-2-MICROGLOBULINA (URINE)	mg/l	I.T. HITACHI	3	Contenitore Sterile
BHU	BETA HCG URINE	mUI/ml	CMIA	1	Contenitore Non Sterile
BH	BETA-HCG (GONADOTROPINE CORIONICHE)	mUI/ml	CMIA	1	Siero
BL	BILIRUBINEMIA TOTALE	mg/dl	COLORIMETRICO DPD	1	Siero
BF	BILIRUBINEMIA TOTALE E FRAZIONATA	mg/dl	COLORIMETRICO DPD	1	Siero
BORREL	BORRELIOSI (E.I.A.)		IMMUNOMETRICO	6	Siero
WW	BRUCELLA (TEST PER) : vedi WIDAL-WRIGHT		TITOLAZIONE SU PIASTRA	5	Siero
UREA	BUN: vedi UREA	mg/dl	UV CINETICO UREASI	1	Siero
	<b>C</b>				
PEPTC	C-PEPTIDE	ng/ml	IMMUNOMETRICO	3	Siero
C1INAT	C1 INIBITORE (C1-INA) - C1 ESTERASI	mg/dl		3	Siero
C3	C3 ATTIVATORE complemento: C10, C3, C4 (CIASCUNO)	mg%ml	I.T. HITACHI	6	Siero
CA125	CA 125	U/ml	CMIA	2	Siero
CA153	CA 15-3	U/ml	CMIA	2	Siero
CA199	CA 19-9 (GICA)	U/ml	CMIA	2	Siero
CA724	CA 72-4 (TAG-72)	U/ml	ECLIA	3	Siero
CA50	CA-50 (CAN-AG)	U/ml	IMMUNOMETRICO	6	Siero
CADMIO	CADMIO (SANGUE)	ug/l	ASSORBIMENTO ATOMICO HGA	7	Provetta litioeparina
CADM	CADMIO (URINE FINE TURNO)	ug/gr Creat.	ASSORBIMENTO ATOMICO HGA	5	Contenitore Sterile
CA	CALCIO	mg/dl	COLORIMETRICO FOTOM. ARSENAZO	1	Siero
CAU	CALCIO (URINE 24 h) @ +10 CC. Ac. Acetico 30%	mg/24h	COLORIMETRICO FOTOM. ARSENAZO	1	Contenitore Non Sterile
CAU12	CALCIO (URINE 12 h) @ +10 CC. Ac. Acetico 30%	mg/12h	COLORIMETRICO FOTOM. ARSENAZO	1	Contenitore Non Sterile
CAI	CALCIO IONIZZATO @ Il campione va esaminato entro 2 h. dal prelievo Congelare!	mMol/L	OPTI AVL	3	Siero Frizzato
CALCIT	CALCITONINA	pg/ml	IMMUNOMETRICO	4	Siero
CALCO	CALCOLO URINARIO	-----		4	Contenitore Non Sterile
UCCAND	CANDIDA RICERCA URINARIA COLTURALE	-----	COLTURALE	3	Contenitore Sterile
CANNAB	CANNABINOIDI (URINE)	ng/ml	IMMUNOFLUOR. POLARIZZATA	3	Contenitore Sterile
CARBA	CARBAMAZEPINA	ug/ml	KIMS HITACHI	3	Siero

COD.INT	DESCRIZIONE ESAME LABORATORIO BIOS s.r.l. - Treviso	UNITA' DI MISURA	METODO	Esito n° gg	TIPO CONTENITORE/ PROVETTA
CARBOS	CARBOSSIEMOGLOBINA (SANGUE)	% Hb totale	CO-OSSIMETRIA	3	Provetta K3EDTA
CATE	CATECOLAMINE (URINE 24 h) contenitore scuro - @ 10cc acido acetico al 30%		HPLC	6	Contenitore Non Sterile
CDT	CDT TRANSFERR. CARBOIDR. DEFICIT	%	NEFELOMETRICO	3	
CEA	CEA (ANTIGENE CARCINOEMBRIONALE)	ng/ml	CMIA	2	Siero
	CELLULE HARGRAVES: vedi FENOMENO LE			8	
LE	CELLULE LE: vedi FENOMENO LE		AGGLUTINAZIONE AL LATTICE	8	
CERULO	CERULOPLASMINA @ sospensione di tutti i farmaci nelle 72ore che precedono il test	mg/100ml	I.T. HITACHI	3	Siero
CH50	CH 50 (Attiv. Emolitica Compl.)	UE/MI	I.T. HITACHI	6	
CHINID	CHINIDINA	ug/ml	IMMUNOFLUOR. POLARIZZATA	3	Siero
CIC	CIC: vedi IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI	ug/ml	NEFELOMETRICO	6	Siero
CICLOS	CICLOSPORINA MONOCLONALE SANGUE INTERO	ng/ml	IMMUNOFLUOR. POLARIZZATA	8	Provetta K3EDTA
CITOE1	CITOLOGIA DELL'ENDOMETRIO @ tra 11 e 18° giorno del ciclo			7	Vetrino
CITOE5	CITOLOGIA DELL'ESCREATO @ in contenitore sterile con 50ml di alcool AL 70%			8	Contenitore Sterile
CITOMA	CITOLOGIA MAMMARIA		ISTOLOGICA	8	
CITO1 - 2	CITOLOGIA URINARIA		COLORAZIONE PAPANICOLAU	8	Contenitore Sterile
CLEAR	CLEARANCE DELLA CREATININA URINE 24 h	ml/min	COLOR. CINETICO JAFFE'	1	Contenitore Non Sterile
CL	COLORO	mEq/l	POTENZIOMETRIA INDIRECTA	1	Siero
CLU	COLORO (URINE 24h)	mEq/24h	POTENZIOMETRIA INDIRECTA	1	Contenitore Non Sterile
B12	COBALAMINA (VITAMINA B12)	pg/ml	ECLIA	3	Siero
COBALT	COBALTO (URINE FINE TURNO)	ug/l	ASSORBIMENTO ATOMICO GRAFITE	7	Contenitore Non Sterile
COBALT	COBALTO (URINE INIZIO TURNO)	ug/l	ASSORBIMENTO ATOMICO GRAFITE	7	Contenitore Non Sterile
COCAIN	COCAINA - METABOLITI URINARI	ng/ml	IMMUNOFLUOR. POLARIZZATA	3	Contenitore Sterile
CO	COLESTEROLO TOTALE	mg/dl	COLORIMETRICO ENZIMATICO	1	Siero
CC	COLESTEROLO/COLESTEROLO HDL	mg/dl	COLORIMETRICO ENZIMATICO	1	Siero
CH	COLESTEROLO HDL	mg/dl	COLORIMETRICO ENZIMATICO	1	Siero
COLIN	COLINESTERASI	U/l	COLORIMETRICO CINETICO	1	Siero
PAPTES	COLPOCITOLOGIA (PAP-TEST) @ tra 11 e 18° giorno del ciclo		BETESDA	5	
ADDIS	CONTA DI ADDIS (URINA 2 h)		MICROSCOPICO	1	Contenitore Non Sterile
CD	COOMBS DIRETTO: vedi TEST DI COOMBS DIRETTO		IMMUNOL. AC MONO E POLICLONALI	1	Provetta K3EDTA
CI	COOMBS INDIRECTO: vedi TEST DI COOMBS INDIRECTO		AGGLUTINAZIONE	1	Siero
CF	COPROCOLTURA		COLTURALE	4	Contenitore Non Sterile
CASB	CORPI ASBETOSICI E SIDEROCITI @ in contenitore sterile con 50ml di alcool AL 70%		MICROSCOPICO	5	Contenitore Sterile
CORT	CORTISOLO (MATTINO)	ug/dl	ECLIA	4	Siero
CORT2	CORTISOLO (POMERIGGIO)	ug/dl	ECLIA	4	Siero
CORT3	CORTISOLO secondo prelievo dopo 30 minuti	ug/dl	ECLIA	4	Siero
CORT12	CORTISOLO prelievo ore 12	ug/dl	ECLIA	4	Siero
CORT18	CORTISOLO prelievo ore 18	ug/dl	ECLIA	4	Siero
CORT20	CORTISOLO prelievo ore 20	ug/dl	ECLIA	4	Siero
CORTL	CORTISOLO LIBERO (URINE 24h) @ 10 cc ac. Acetico	ug/dl	ECLIA	4	Contenitore Non Sterile
CPK	CPK CREATIN - P - CHINASI	U/l	ENZIMATICO NAC	1	Siero
CK	CREATIN - CHINASI ISOENZIMI (CK-MB)	ng/ml	MEIA	3	Siero
CR	CREATININA	mg/dl	COLOR. CINETICO JAFFE'	1	Siero
CRU12	CREATININA URINE (RACCOLTA 12 h)	gr/12h	COLOR. CINETICO JAFFE'	3	Contenitore Non Sterile
CRU	CREATINURIA	gr/l	COLOR. CINETICO JAFFE'	1	Contenitore Non Sterile
CR24	CREATINURIA (URINE 24 h)	gr/24h	COLOR. CINETICO JAFFE'	3	Contenitore Non Sterile
CROMO	CROMO SIERO	mcg/l	ASSORBIMENTO ATOMICO GRAFITE	6	Siero
CROMOI	CROMO (URINE INIZIO TURNO)	ug/gr Creat.	ASSORBIMENTO ATOMICO GRAFITE	5	Contenitore Sterile
CROMU	CROMO (URINE FINE TURNO)	ug/gr Creat.	ASSORBIMENTO ATOMICO GRAFITE	5	Contenitore Sterile

COD.INT	DESCRIZIONE ESAME LABORATORIO BIOS s.r.l. - Treviso	UNITA' DI MISURA	METODO	Esito n° gg	TIPO CONTENITORE/ PROVETTA
RAME	CUPREMIA: vedi RAME	ug/dl	ASSORBIMENTO ATOMICO	3	Siero
RAMEU	CUPRURIA: vedi RAME (URINE 24 h)	ug/dl	ASSORBIMENTO ATOMICO	3	Contenitore Sterile
CYFRA	CYFRA 21-1	ng/ml	IMMUNOMETRICO	3	Siero
INTOL	CYTOTEST: vedi PROVE TOSSICHE ALIMENTARI			5	Plasma Sodio Citrato
	<b>D</b>				
ANDROS	DELTA - 4 ANDROSTENEIDIONE	ng/ml	IMMUNOMETRICO	6	Siero
DEA	DHEA (DEIDROEPIANDROSTERONE LIBERO) DEA	ng/ml	IMMUNOMETRICO	6	Siero
DEAS	DHEA - SO4 (DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO) DEAS	ug/ml	ECLIA	3	Siero
DHT	DHT (DIIDROTESTOSTERONE)	ng/ml	IMMUNOMETRICO	6	Siero
DIMERO	D-DIMERO	ug/ml FEU	AGGLUTINAZIONE AL LATTICE	3	Plasma Sodio Citrato
DINTO	DIFENILIDANTOINA (DINTOINA)	ug/ml	KIMS HITACHI	3	Siero
DX	DIGOXINA	ng/ml	I.T. HITACHI	3	Siero
ETOSUC	DOSAGGIO ETOSUCCIMIDE (Zarontin)	ng/ml	IMMUNOFLUOR. POLARIZZATA	3	Siero
DUO	DUO - TEST: TEST COMBINATO PER LO SCREENING			5	
	<b>E</b>				
E2	E2 (17 beta ESTRADIOLO)	pg/ml	CMIA	2	Siero
E3	E3 (ESTRIOLO)	ng/ml	IMMUNOMETRICO	3	Siero
PREOSI	ECP Proteina Cationica Eosinofila	ug/l	TURBIDIMETRICO	6	
ELHB	ELETTROFORESI DELLE EMOGLOBINE	%	ELETTROFORESI GEL AGAROSIO	4	Provetta K3EDTA
EP	ELETTROFORESI PROTEINE (SIERO)	%	ELETTROFORESI AC. CELLULOSA	1	Siero
EPU	ELETTROFORESI PROTEINE (URINE)	%	ELETTROFORESI GEL AGAROSIO	5	Contenitore Sterile
EM	EMOCROMO CON FORMULA		ABBOTT CELL DYN 3700	1	Provetta K3EDTA
HBF	EMOGLOBINA FETALE	%	DENATURAZIONE ALCALINA	4	Provetta K3EDTA
EG	EMOGLOBINA GLICATA - HBA1C	%	IMMUNOTURBIDIMETRICO	1	Provetta K3EDTA
NSE	ENOLASI (N.S.E) vedi N.S.E	ng/ml		3	Siero
ACE	ENZIMA CONVERTENTE L' ANGIOTENSINA (ACE)	U/L	U.V. A 37° C.	5	Siero
HDV	EPATITE DELTA		CLIA	10	
ERITRO	ERITROPOIETINA	mU/ml	ELISA	8	Siero
CITOL	ESAME CITOLOGICO			8	
ISTO	ESAME ISTOCITOPATOLOGICO			8	
	<b>F</b>				
RAT	FATTORE REUMATOIDE - REUMA TEST (RAT)	UI/ml	IMMUNOTURBIDIMETRICO	1	Siero
FAT5	FATTORE V DI LEIDEN	%	CROMOGENICO SYSMEX	3	Plasma Sodio Citrato
FAT7	FATTORE VII	%	CROMOGENICO SYSMEX	3	Plasma Sodio Citrato
FDP	FDP (SANGUE): vedi PRODOTTI DI DEGRADAZIONE DEL FIBRINOGENO (PLASMA)	ug/ml	AGGLUTINAZIONE AL LATTICE	3	Plasma Citrato Frizzato
EF	FECI - ESAME CHIMICO E MICROSCOPICO			1	Contenitore Non Sterile
PF	FECI - PARASSITI E UOVA			1	Contenitore Non Sterile
ROTA	FECI - ROTAVIRUS		RICERCA DIRETTA E.I.A	3	Contenitore Sterile
SO	FECI - SANGUE OCCULTO		IMMUNOCROMATOGRAFICO VISIVO	1	Contenitore Non Sterile
DINTO	FENITOINA: vedi DIFENILDANTOINA	ug/ml	KIMS HITACHI	3	Siero
FENOB	FENOBARBITAL dosaggio farmaci GARDENALE e LUMINALE	ug/ml	CEDIA HITACHI	3	Siero
FENOLI	FENOLI TOTALI (URINE FINE TURNO)	mg/gr Creat.	CROMATOGRAFIA LIQUIDA	5	Contenitore Sterile
LE	FENOMENO LE (CELLULE HARGRAVES) esame da eseguire entro 60 ' dal prelievo		AGGLUTINAZIONE AL LATTICE	3	Provetta Litoeparina
SOTTOP	FENOTIPIZZAZIONE LINFOCITARIA vedi: SOTTOPOPO LAZIONI LINFOCITARIE		CITOFUORIMETRIA	4	Provetta K3EDTA
FERR	FERRITINA	ng/ml	CMIA	2	Siero

COD.INT	DESCRIZIONE ESAME LABORATORIO BIOS s.r.l. - Treviso	UNITA' DI MISURA	METODO	Esito n° gg	TIPO CONTENITORE/PROVETTA
SI	FERRO	ug/dl	COLORIMETRICO FERENE	1	Siero
FI	FIBRINOGENO (FATTORE I)	mg/dl	COAGULATIVO ACL900	1	Plasma Sodio Citrato
FLUORO	FLUORURI (URINE FINE TURNO)		POTENZIOMETRICO	5	Contenitore Sterile
FLUORI	FLUORURI (URINE INIZIO TURNO)		POTENZIOMETRICO	5	Contenitore Sterile
FOLAT	FOLATI: v. ACIDO FOLICO (chiedere se assum e vitamine; folati)	ng/ml	ECLIA	7	Siero
FSH	FOLLITROPINA: vedi FSH	mU/ml	CMIA	2	Siero
PAP	FOSFATASI ACIDA PROSTATICA	%	ELETTROFORETICO	7	Siero
FAC	FOSFATASI ACIDA TOTALE	UI/l 25°C	HILLMANN HITACHI	3	Siero
FA	FOSFATASI ALCALINA (ALP)	U/l	COLORIMETRICO CINETICO	1	Siero
FAISOE	FOSFATASI ALCALINA: ISOENZIMI	%	ELETTROFORESI GEL AGAROSIO	7	Siero
FALEUC	FOSFATASI ALCALINA LEUCOCITARIA		CITOCHIMICO SEMIQUANTITATIVO	5	Provetta Litioeparina
FO	FOSFORO (FOSFATO INORGANICO)	mg/dl	FOTOMETRICO UV MOLIBDATO	1	Siero
FOU	FOSFORO (URINE 24 h)	mg/24h	FOTOMETRICO UV MOLIBDATO	1	Siero
FRUTT	FRUTTOSAMINA (PROTEINA GLICATA)	uMol/l	SPETTROFOTOMETRICO	3	Siero
FRUTTO	FRUTTOSIO LIQUIDO SEMINALE	mg/dl	UV A 25°C	6	Contenitore Sterile
FSH	FSH (ORMONE FOLLICOLO STIMOLANTE)	mU/ml	CMIA	2	Siero
FSH2	FSH secondo prelievo dopo 30 minuti	mU/ml	CMIA	2	Siero
FT4	FT4: vedi T4 FREE	ng/dl	CMIA	2	Siero
FT3	FT3: vedi T3 FREE	pg/ml	CMIA	2	Siero
FTA	FTA - ABS (TEST PER TREPONEMA)		IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA	4	Siero
<b>G</b>					
GG	GAMMA-GLUTAMIL-TRANSFERASI (GGT)	UI/ml	FOTOMETRICO CINETICO SZASZ	1	Siero
GASTR	GASTRINA	pg/ml	IMMUNOMETRICO	4	Siero
GIARDI	GIARDIA LAMBLIA INTESTINALIS			1	Siero
GL	GLICEMIA	mg/dl	UV ENZIMATICO ESOCINASI	1	Siero
G2	GLICEMIA POSTPRANDIALE prelievo dopo 2 ore dalla fine del pasto	mg/dl	UV ENZIMATICO ESOCINASI	1	Siero
GU	GLICOSURIA (URINE 24h)	mg/24h	UV ENZIMATICO ESOCINASI	1	Contenitore Non Sterile
G6PDH	GLUCOSIO-6-FOSFATO-DEIDROGENASI (ERITROCITI) ( G6PDH)	U/ 10*12 E	UV A 25°C	3	Provetta K3EDTA
GO	GOT: TRANSAMINASI GLUTAMMICO - OSSALACETICA	UI/l	UV CINETICO	1	Siero
GP	GPT: TRANSAMINASI GLUTAMMICO - PERUVICA	UI/l	UV CINETICO	1	Siero
GS	GRUPPO SANGUIGNO			1	Provetta K3EDTA
<b>H</b>					
CH	HDL - COLESTEROLO	mg/dl	COLORIMETRICO ENZIMATICO	1	Siero
AHELIC	HELICOBACTER PYLORI : vedi anticorpi anti HEL ICOBACTER PYLORI		IMMUNOENZIMATICO	6	Siero
HERPES	HERPES VIRUS: vedi anticorpi anti HERPES VIR US 1 e 2		CLIA	4	Siero
VARIC2	HERPES ZOSTER: vedi anticorpi anti VARICELLA ZOSTER IgG, IgM		ELISA	6	Siero
GH	HGH (ORMONE SOMATOTROPO) il paziente deve stendere rsi per 30 minuti prima del prelievo	ng/ml	IMMUNOMETRICO	4	Siero
GH3	HGH (ORMONE SOMATOTROPO) secondo prelievo dopo 30 minuti	ng/ml	IMMUNOMETRICO	4	Siero
HGH	HGH INIBIZIONE CON GLUCOSIO		IMMUNOMETRICO	7	Siero
HPL	HPL (ORMONE LATTOGENO PLACENTARE)	ug/ml	IMMUNOMETRICO	7	Siero
HIV	HTLV III: vedi ricerca anticorpi anti HIV 1 e 2		CMIA	2	Siero
<b>I</b>					
IP	IDROSSIPROLINA URINARIA (URINE 24 h): vedi BETA CROSS LAPS		HYPRONOSTICON	6	Contenitore Non Sterile
IGE	IGE: vedi IGE (CAP SYSTEM)	U/ml	ECLIA	3	Siero
CIC	IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI		NEFELOMETRICO	6	Siero

COD.INT	DESCRIZIONE ESAME LABORATORIO BIOS s.r.l. - Treviso	UNITA' DI MISURA	METODO	Esito n° gg	TIPO CONTENITORE/ PROVETTA
IF	IMMUNOFISSAZIONE SIERICA		IMMUNOFISSAZIONE GEL AGAR	5	Siero
IFU	IMMUNOFISSAZIONE URINARIA		IMMUNOELECTRONFILM	5	Siero
IGA	IMMUNOGLOBULINE IgA	mg/dl	I.T. HITACHI	3	Siero
IGD	IMMUNOGLOBULINE IgD	mg/dl	I.T. HITACHI	6	Siero
IGG	IMMUNOGLOBULINE IgG	mg/dl	I.T. HITACHI	3	Siero
IGM	IMMUNOGLOBULINE IgM	mg/dl	I.T. HITACHI	3	Siero
ISTAMI	ISTAMINA URINARIA	mg/dl	LAB. PLEBANI	10	
INSUL	INSULINA	uU/ml	IMMUNOMETRICO	3	Siero
INSUL2	INSULINA POST PRANDIALE (2 h)	uU/ml	IMMUNOMETRICO	3	Siero
653	INSULINA DOPO CARICO ORALE DI 75 gr DI GLUCOSIO	uU/ml	IMMUNOMETRICO	3	Siero
INTADD	INTOLLERANZE AD ADDITIVI		CITOTEST	5	Plasma Sodio Citrato
INTOL	INTOLLERANZE ALIMENTARI: vedi PROVE TOSSICHE A LIMENTARI		CITOTEST	5	Plasma Sodio Citrato
<b>K</b>					
KK	KALIEMIA: vedi POTASSIO	mEq/l	POTENZIOMETRIA INDIRECTA	1	Siero
KU	KALIURIA: vedi POTASSIO (URINE 24 h)	mEq/24h	POTENZIOMETRIA INDIRECTA	1	Siero
<b>L</b>					
LAC	LAC: vedi anticorpi anti LUPUS ANTICOAGULANTE		COAGULATIVO	3	Plasma Citrato Frizzato
LDL	LDL COLESTEROLO	mg/dl	CALCOLATO	1	Siero
LE	LE TEST		AGGLUTINAZIONE LATTICE	3	Siero
LH	LH (ORMONE LUTEINICO)	mU/ml	CMIA	2	Siero
LH2	LH secondo prelievo dopo 30 minuti	mU/ml	CMIA	2	Siero
LIPASI	LIPASI	U/l	COLORIMETRICO HITACHI	3	Siero
LG	LIPIDOGRAMMA	%	ELETTROFORETICO SUDAN B	3	Siero
LISOZI	LISOZIMA (MURAMIDASI)	ng/ml	U.V. A 25°C	8	Siero
LI	LITIO	mEq/l	ASSORBIMENTO ATOMICO	3	Siero
<b>M</b>					
MG	MAGNESIO	mg/dl	COLORIMETRICO	1	Siero
MGU	MAGNESIO (URINE 24 h)	mg/24h	COLORIMETRICO	1	Siero
MERCUR	MERCURIO (URINE F.T.)	ug/gr Creat.	ASSORBIMENTO ATOMICO	10	Contenitore Sterile
METAEM	METAEMOGLOBINA	%	CO-OSSIMETRIA	3	Provetta K3EDTA
METANO	METANOLO (URINE FINE TURNO)	mg/l	GASCROMATOGRAFICO	5	Contenitore Non Sterile
METILE	METILETILCHETONE (MEK) (URINE FINE TURNO)	mg/l	HPLC	8	Contenitore Non Sterile
MICRAL	MICROALBUMINURIA (ESTEMPORANEA)	mg/grcreat	I.T. HITACHI	3	Contenitore Non Sterile
MINI	MINICURVA dopo carico orale di 50 gr. di glucosio	mg/dl	UV ENZIMATICO ESOCINASI	1	Siero
MIO	MIOGLOBINA	ng/l	IMMUNOMETRICO	3	Siero
MO	MONOTEST (EBV ANTICORPI ETEROFILI)		AGGLUTINAZIONE LATTICE	1	Siero
MU	MUCOPROTEINE	mg/dl	NEFELOMETRICO	3	Siero
UREOMI	MYCOPLASMA UREAPLASMA URINE		COLTURALE	3	
<b>N</b>					
NEOPT	NEOPTERINA	nMol/Mol	LAB. PLEBANI	10	Siero
NICKEL	NICKEL (URINE FINE TURNO)	ug/gr Creat.	ASSORBIMENTO ATOMICO	6	Contenitore Non Sterile
NICKU	NICKEL (URINE INIZIO TURNO)	ug/gr Creat.	ASSORBIMENTO ATOMICO	6	Contenitore Non Sterile
NSE	N.S.E. (ENOLASI NEURO SPECIFICA)	ng/ml		3	Siero



COD.INT	DESCRIZIONE ESAME LABORATORIO BIOS s.r.l. - Treviso	UNITA' DI MISURA	METODO	Esito n° gg	TIPO CONTENITORE/ PROVETTA
	<b>O</b>				
CURVA	OGTT: vedi TEST DOPO CARICO ORALE DI 75 gr DI GLUCOSIO	mg/dl	UV ENZIMATICO ESOCINASI	1	Siero
OMOCIS	OMOCISTEINA	uMol/l	IMMUNOFLUOR. POLARIZZATA	5	Siero
EROINA	OPPIACEI URINA	ng/ml	IMMUNOFLUOR. POLARIZZATA	3	Contenitore Sterile
ORTOCR	ORTO-CRESOLO (URINE FINE TURNO)	ug/l	COLORIMETRICO	8	Contenitore Sterile
OSMOU	OSMOLARITA' (URINE 24 h)	mOsm/l	ABBASS. PUNTO CONGELAMENTO	3	Contenitore Non Sterile
OSMO	OSMOLARITA' PLASMATICA	mOsm/l	ABBASS. PUNTO CONGELAMENTO	3	Provetta Litioeparina
OSSALI	OSSALATO: vedi ACIDO OSSALICO (URINE 24; 12 h )		ENZIMATICO	4	Contenitore Non Sterile
OSTEO	OSTEOCALCINA	ng/ml	IMMUNOMETRICO	2	Siero
	<b>P</b>				
PAP	PAP (FOSFATASI ACIDA PROSTATICA)		COLORIMETRICO	6	Siero
PAPTES	PAP-TEST (COLPOCITOLOGIA)		PAPANICOLAU BETESDA	6	Vetrino
PAPT	PAP-TEST : THIN PREP			8	
PF	PARASSITI E LORO UOVA (FECI)		MICROSCOPIA DIRETTA	1	Contenitore Non Sterile
PTH	PARATORMONE (PTH): vedi PTH INTATTO	pg/ml	ECLIA	3	Siero
PEPTC	PEPTIDE C FRAMMENTO DELLA PROINSULINA	ng/ml	IMMUNOMETRICO	3	Siero
PEPTC2	PEPTIDE C FRAMMENTO PROINSULINA POST PRANDIAL E	ng/ml	IMMUNOMETRICO	4	Siero
PIOMBO	PIOMBEMIA	ug/dl	ASSORBIMENTO ATOMICO	5	Provetta Litioeparina
PBU	PIOMBO (URINE FINE TURNO)	ug/dl	ASSORBIMENTO ATOMICO	5	Contenitore Non Sterile
PIRUVA	PIRUVATO-CHINASI (ERITROCITI)	Ul/gr Hb	AZ. OSPEDALIERA PADOVA	3	Provetta K3EDTA
PLASMI	PLASMINOGENO	mg/dl	NEFELOMETRICO	3	Plasma Sodio Citrato
PORFIR	PORFIRINE (URINE 24 h)	mg/dl	CROMATOGRAFICO SPETTROFOTOM	5	Contenitore Non Sterile
KK	POTASSIO (SIERO)	mEq/l	POTENZIOMETRIA INDIRECTA	1	Siero
KU	POTASSIO (URINE 24 h)	mEq/24h	POTENZIOMETRIA INDIRECTA	1	Siero
PRIMID	PRIMIDONE (SIERO)	ng/ml		3	Siero
FDP	PRODOTTI DI DEGRADAZIONE DEL FIBRINOGENO (PLASMA )	ug/ml	AGGLUTINAZIONE LATTICE	3	Plasma Citrato Frizzato
PROG	PROGESTERONE	ng/ml	ECLIA	3	Siero
PRL	PROLATTINA	ng/ml	CMIA	2	Siero
PRL20	PROLATTINA secondo prelievo dopo 20 minuti	ng/ml	CMIA	2	Siero
PRL2	PROLATTINA secondo prelievo dopo 30 minuti	ng/ml	CMIA	2	Siero
PRL40	PROLATTINA terzo prelievo dopo 40 minuti	ng/ml	CMIA	2	Siero
PRL3	PROLATTINA terzo prelievo dopo 60 minuti	ng/ml	CMIA	2	Siero
PRL4	PROLATTINA quarto prelievo dopo 120 minuti	ng/ml	CMIA	2	Siero
PROTC	PROTEINA C (proteina C anticoagulante funziona le)	%	CROMOGENICO SYSMEX	5	Plasma Citrato Frizzato
PCRQ	PROTEINA C REATTIVA	mg/dl	IMMUNOTURBIDIMETRICO	1	Siero
BJ	PROTEINA DI BENICE JONES (URINE 24 h)		ELETTROFORESI	4	Contenitore Sterile
	PROTEINA GLICATA: vedi FRUTTOSAMINA	uMol/l	SPETTROFOTOMETRICO	3	Siero
RBP	(RBP) PROTEINA LEGANTE RETINOLO	mg/l	NEFELOMETRICO	5	Siero
PROTS	PROTEINA S (proteina S funzionale)	%	COAGULATIVO SYSMEX	5	Plasma Citrato Frizzato
	PROTEINA VETTRICE: vedi SHBG	nMol/l	IMMUNOMETRICO	4	Siero
PR	PROTEINE TOTALI (SIERO)	gr/dl	COLORIMETRICO BIURETO	1	Siero
PRU	PROTEINE TOTALI (URINE 24h)	gr/24h	COLORIMETRICO	1	Contenitore Non Sterile
PROTOP	PROTOPORFIRINA IX ERITROCITARIA	ug/dl	FLUORIMETRICO	6	Provetta Litioeparina
INTOL	PROVE TOSSICHE ALIMENTARI SANGUE		CITOTEST	4	Plasma Sodio Citrato
PSA	PSA (ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO)	ng/ml	CMIA	2	Siero
PSAF	PSA FREE (ANTIGENE PROSTATICO SPECIFICO LIBERO)	ng/ml	CMIA	2	Siero

COD.INT	DESCRIZIONE ESAME LABORATORIO BIOS s.r.l. - Treviso	UNITA' DI MISURA	METODO	Esito n° gg	TIPO CONTENITORE/ PROVETTA
TQ	PT: vedi TEMPO DI QUICK (PROTROMBINA)	INR	COAUGULATIVO ACL9000	1	Plasma Sodio Citrato
PTH	PTH INTATTO (PARATORMONE)	pg/ml	ECLIA	3	Siero
PTT	PTT: vedi TEMPO TROMBOPLASTINA PARZIALE	Sec.	COAUGULATIVO ACL9000	1	Plasma Sodio Citrato
	<b>R</b>				
RAME	RAME (SIERO)	ug/dl	ASSORBIMENTO ATOMICO	3	Siero
RAMEU	RAME (URINE 24h)	ug/dl	ASSORBIMENTO ATOMICO	3	Contenitore Non Sterile
RAST	RAST/IGE SPECIFICHE	mg/dl	IMMUNOTURBIDIMETRICO	4	Siero
RENINS	RENINA (CLINOSTATISMO) prelievo dopo due ore steso	ng/ml/h	IMMUNOMETRICO	6	Pr. Floruro plasma frizzato
RENIN	RENINA (ORTOSTATISMO) prelievo dopo due ore i n piedi	ng/ml/h	IMMUNOMETRICO	6	Pr. Floruro plasma frizzato
APCR	RESISTENZA ALLA PROTEINA C	%	COAGULATIVO SYSMEX	5	Plasma Citrato Frizzato
RESGLO	RESISTENZE OSMOTICO GLOBULARI	Sec.	TEM. LISI GLICEROLO	3	Provetta K3EDTA
RE	RETICOLOCITI	/1000 Emazie	BLU BRILLANTE CRESILE	1	Provetta K3EDTA
RAT	REUMA TEST: vedi FATTORE REUMATOIDE	UI/ml	IMMUNOTURBIDIMETRICO	1	Siero
HIV	RICERCA ANTICORPI ANTI HIV 1-2		CMIA	2	Siero
CY	RICERCA CLAMYDIA		IMMUNOCROMATOGRAFICO	1	
CYU	RICERCA CLAMYDIA (URINE)		IMMUNOCROMATOGRAFICO	1	Contenitore Sterile
EOSIN	RICERCA EOSINOFILI NEL MUCO NASALE		MAY GRUNWALD GIEMSA	1	
GONOC	RICERCA GONOCOCCO		MICOSCOPICO	1	
HPV	RICERCA HPV ALTO RISCHIO		DNA PAP	10	Contenitore Non Sterile
PLASM	RICERCA PLASMODIUM MALARIAE (RICERCA MICROSCOP ICA)		RIC. DIRETTA GOCCIA SPESSA	1	Provetta K3EDTA
ROSO	ROSOLIA: vedi ANTICORPI ANTI ROSOLIA		CMIA	2	Siero
	<b>S</b>				
	SALI BILIARI TOTALI: vedi ACIDI BILIARI TOTALI	uMol/l	ENZIMATICO	3	Siero
	SALMONELLA: vedi COPROCOLTURA			4	Contenitore Non Sterile
SCOC	SCOTCH TEST (ricerca Enterobius Vermicularis)		MICROSCOPIA	1	
SEROTS	SEROTONINA-5 IDROSSITRIPTOF. SIERO		CROMATOGRAFIASPETTROFOT.	10	Siero
SEROT	SEROTONINA-5 IDROSSITRIPTOF. URINE @ 10 cc ac. Acetico		CROMATOGRAFIA SPETTROFOT.	10	Contenitore Non Sterile
SHBG	SHBG (PROTEINA VETTRICE) (SEX HORMON-BINDING GL OBULING)	nMol/l	CROMATOGRAFIA SPETTROFOT.	4	Siero
SI	SIDEREMIA (FERRO)	ug/dl	COLORIMETRICO FERENE	1	Siero
NA	SODIO (SIERO)	mEq/l	POTENZIOMETRIA INDIRETTA	1	Siero
NAU	SODIO (URINE 24h)	mEq/24h	POTENZIOMETRIA INDIRETTA	1	Siero
SOMC	SOMATOMEDINA-C	ng/ml	IMMUNOMETRICO	4	Siero
IGSOTT	SOTTOCLASSE IMMUNOGLOBULINE IgG		NEFELOMETRICO	6	Siero
SOTTOP	SOTTOPOPOLAZIONI LINFOCITARIE		CITOFUORIMETRIA	4	Provetta K3EDTA
SPC	SPERMIOCOLTURA			4	Contenitore Sterile
SPERM	SPERMIOGRAMMA			5	Contenitore Sterile
STIREN	STIRENE Ematico	mg/l	GASCROMATOGRAFIA HS	8	Provetta Litioeparina
SZ	STREPTOZYME TEST		IMMUNOTURBIDIMETRICO	1	Siero
	<b>T</b>				
FT3	T3 FREE	pg/ml	CMIA	2	Siero
FT4	T4 FREE	ng/dl	CMIA	2	Siero
TA4	TA4 SCC (AG. CA. CELLULE SQUAMOSE)	ng/ml	IMMUNOMETRICO	10	Siero
TADX	TAMPONE AURICOLARE DX		COLTURALE	4	
TASX	TAMPONE AURICOLARE SX		COLTURALE	4	
TBP	TAMPONE BALANO PREPUNZIALE		COLTURALE	4	

COD.INT	DESCRIZIONE ESAME LABORATORIO BIOS s.r.l. - Treviso	UNITA' DI MISURA	METODO	Esito n° gg	TIPO CONTENITORE/ PROVETTA
TVCERV	TAMPONE CERVICALE		COLTURALE	4	
TT	TAMPONE COLTURALE		COLTURALE	6	
TF	TAMPONE FARINGEO		COLTURALE	2	
TB	TAMPONE FARINGEO - STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO		COLTURALE	1	
TLINGU	TAMPONE LINGUALE COLTURALE		COLTURALE	4	
TNDX	TAMPONE NASALE DX		COLTURALE	2	
TNSX	TAMPONE NASALE SX		COLTURALE	2	
TODX	TAMPONE OCULARE DX		COLTURALE	2	
TOSX	TAMPONE OCULARE SX		COLTURALE	2	
TRETB	TAMPONE RETTALE PER STREPTOCOCCO B		COLTURALE	7	
TRETT	TAMPONE RETTALE ricerca salmonella e shighella		COLTURALE	4	
TU	TAMPONE URETRALE vescica piena da almeno 3 - 4 or e		COLTURALE	4	
TV	TAMPONE VAGINALE		COLTURALE	2	
TVAG	TAMPONE VAGINALE COMPLETO		COLTURALE	4	
UREOPL	TAMPONE VAGINALE per MYCOPL. UREAPL.		COLTURALE	4	
TVB	TAMPONE VAGINALE per STREPTOCOCCO B		COLTURALE	7	
TVULV	TAMPONE VULVARE		COLTURALE	2	
TAS	TAS (TITOLO ANTI-O-STREPTOLISINICO)	UI/ml	IMMUNOTURBIDIMETRICO	1	Siero
TBE	TBE VIRUS (E.I.A.)		LAB. BELLUNO (EIA)	15	
TBG	TBG (THYROXINE BINDING GLOBULIN)		IMMUNOMETRICO	10	
TQ	TEMPO DI QUICK (PROTROMBINA)	INR	COAUGULATIVO ACL9000	1	Plasma Sodio Citrato
PTT	TEMPO TROMBOPLASTINA PARZIALE	Sec.	COAUGULATIVO ACL9000	1	Plasma Sodio Citrato
TEOF	TEOFFILINA	ug/ml	IMMUNOFLUORESCENZA POLARIZZATA	3	Siero
CD	TEST DI COOMBS DIRETTO		IMMUNOL. AC MONO E POLICLONALI	1	Provetta K3EDTA
CI	TEST DI COOMBS INDIRETTO		IMMUNOL. AC MONO E POLICLONALI	1	Siero
HC	TEST DI GRAVIDANZA	mUI/ml	CMIA	1	Siero
GR	TEST DI GRAVIDANZA URINE (R.I.A.)	mUI/ml	CMIA	1	Contenitore Non Sterile
NORDIN	TEST DI NORDIN: vedi IDROSSIPROLINA CON TEST DI NORDIN			6	Contenitore Non Sterile
CURVA1	TEST DOPO CARICO OR.100 gr DI GLUC	mg/dl	UV ENZIMATICO ESOCINASI	1	Siero
CURVA	TEST DOPO CARICO OR.75 gr DI GLUC. (BASE, 30' , 60' , 120')	mg/dl	UV ENZIMATICO ESOCINASI	1	Siero
TESTO	TESTOSTERONE	ng/ml	IMMUNOMETRICO	3	Siero
TESTOL	TESTOSTERONE LIBERO	pg/ml	IMMUNOMETRICO	6	Siero
TETANO	TETANO ANTITOSSINE IgG	IU/ml	EIA	8	Siero
TIREOG	TG (TIREOGLOBULINA)	ng/ml	ECLIA	3	Siero
PAPT	THIN PREP (PAP-TEST)			10	
TIOCIA	TIOCIANATI URINARI	ug/gr Creat.	PETTIGREW-FELL	5	Contenitore Non Sterile
TS	TITOLO ANTISTAFILOLISINICO (TASLO)	U/ml	LATEX	3	Siero
TPA	TPA (ANTIGENE POLIPEPTIDICO TESSUTALE)	U/l	IMMUNOMETRICO	6	Siero
TPHA	TPHA (TREPONEMA PALLIDUM)		EMOAGGLUTINAZIONE PASSIVA	7	Siero
GO	TRANSAMINASI (GOT-ASPARTATO AMINOTRANSFERASI AST)	UI/l	UV CINETICO	1	Siero
GP	TRANSAMINASI (GPT-GLUTAMMICO PIRUVICA ALT)	UI/l	UV CINETICO	1	Siero
TR	TRANSFERRINA	mg/dl	I.T. HITACHI	3	Siero
TRF	TRANSFERRINA Capacità Ferrolegante	mg/dl	I.T. HITACHI	3	Siero
TG	TRIGLICERIDI	mg/dl	ENZIMATICO COLORIMETRICO	1	Siero
TRIPTA	TRIPTASI PLASMATICA	ug/l	LAB PLEBANI PD	15	Siero
TRI	TRI-TEST: VALUTAZIONE DEL RISCHIO @ fra la 15° e 20° sett + portare ecografia recente			4	Siero
TROPOI	TROPONINA I	ng/ml	IMMUNOCROMATOGRAFICO	3	Siero
TROPT	TROPONINA T	ng/ml	ELISA	3	Provetta K3EDTA

COD.INT	DESCRIZIONE ESAME	UNITA' DI MISURA	METODO	Esito n° gg	TIPO CONTENITORE/PROVETTA
	LABORATORIO BIOS s.r.l. - Treviso				
TSH	TSH (ORMONE TIREOTROPO)	uU/ml	CMIA	2	Siero
TSHR	TSI (ANTICORPI ANTI RECETTORE DEL TSH)	U/l	IMMUNOMETRICO	8	Siero
	<b>U</b>				
UREA	UREA (SIERO)	mg/dl	UV CINETICO UREASI	1	Siero
UREAU	UREA (URINE)	mg/24h	UV CINETICO UREASI	1	Contenitore Non Sterile
UR	URICEMIA	mg/dl	COLORIMETRICO ENZ. URICASI	1	Siero
U	URINE ESAME COMPLETO		CHIMICA SECCA	1	Contenitore Non Sterile
UUREOP	URINE RICERCA per MYCOPL. UREAPL.		COLTURALE	2	Contenitore Sterile
UC	URINOCOLTURA		COLTURALE	2	Contenitore Sterile
UCB	URINOCOLTURA LATTANTI		COLTURALE	2	Contenitore Sterile
UROPO	UROPORFIRINE (Urine 24 h)		CROMATOGRAFIA SPETTROFOT.	4	Contenitore Sterile
	<b>V</b>				
VD	V.D.R.L.		AGGLUTINAZIONE RPR CARBON	1	Siero
	VALPROATO: vedi ACIDO VALPROICO	ug/ml	CEDIA HITACHI	3	Siero
	VARICELLA ZOSTER : vedi ANTICORPI ANTI VARICELLA ZO STER		IMMUNOENZIMATICO	6	Siero
	VASOPRESSINA: vedi ADH (ADIURETINA-VASOPRESSINA)	pg/ml	IMMUNOMETRICO	8	Pr. Floruro Plasma Frizzato
VE	VES (VELOCITA' DI ERITROSEDIMENTAZIONE)	mm/h	WESTERNGREEN	1	Plasma Sodio Citrato
VITA	VITAMINA A-RETINOLO	ug/dl	HPLC	6	Siero
B12	VITAMINA B12: vedi COBALAMINA	pg/ml	ECLIA	3	Siero
D3	VITAMINA D3: vedi 25-OH-VITAMINA D3	ng/ml	HPLC	12	Siero
VITE	VITAMINA E-TOCOFEROLO	ug/dl	HPLC	6	Siero
	<b>W</b>				
WA	WAALER-ROSE		EMOAGGLUTINAZIONE	1	Siero
WAQ	WAALER-ROSE QUANTITATIVA	TITOLO	EMOAGGLUTINAZIONE	1	Siero
RICKET	WEIL-FELIX anticorpi anti-rickettsie	TITOLO	MICROAGGLUTINAZIONE PIASTRA	5	Siero
WW	WIDAL-WRIGHT salmonella e brucelle anticorpi		TIT. ANTICORPALE PIASTRA	5	Siero
	<b>Z</b>				
ZINCO	ZINCO SIERO	ug/dl	ASSORBIMENTO ATOMICO FIAMMA	3	Siero
ZINCOU	ZINCO (URINE FINE TURNO)	ug/dl	ASSORBIMENTO ATOMICO FIAMMA	4	Contenitore Non Sterile
ZINCOI	ZINCO (URINE INIZIO TURNO)	ug/dl	ASSORBIMENTO ATOMICO FIAMMA	4	Contenitore Non Sterile
ZINEP	ZINCO PROTOPORFIRINE ERITROCITARIE	ug/dl	PROTOFLUOR-Z H.L.	5	Provetta K3EDTA
	ABBREVIAZIONI				
RIA	RADIO IMMUNO ASSAY				
CLIA	CHEMIO LUMINESCENZA				
ECLIA	ELETTRO CHEMIO LUMINESCENZA				
HPLC	HIGH PERFORMANCE LIQUID CROMATOGRAFIC				
CMIA	CHEMIOLUMINESCENZA A CATTURA DI MICROPARTICELLE				
I.T.	IMMUNOTURBIDIMETRIA				
ELISA	ENZIME LINKED IMMUNO ASSAY				